



دستورالعمل حمل و انتقال نمونه و نگهداری نمونه قبل از آزمایش در طرح استپس

شماره سند: LA-WI-

STEPS-0010

ویرایش: 00

(۱) هدف از ایجاد: هدف از ایجاد این سند تشریح نحوه ارسال نمونه‌های طرح مطالعه استپس از مراکز نمونه‌گیری به آزمایشگاه کولایف می‌باشد

(۲) دامنه کاربرد: این سند در کلیه واحد‌های لجستیک کاربرد دارد. لذا کلیه کارکنان بخش لجستیک و نمونه‌گیری ملزم به رعایت مفاد آن هستند.

(۳)

۱-۳) استاندارد ISO-15189:2013

۲-۳) کتاب "مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی" (آزمایشگاه مرجع سلامت- انجمن آسیب‌شناسی ایران) ، چاپ دوم ، سال ۱۳۹۱.

(۴) تعاریف:

۱-۴) طرح استپس: مطالعه ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر

۱-۴) زنجیره دمایی سرد: به نظامی مرکب از افراد و تجهیزات که اطمینان می‌دهد نمونه حساس به حرارت و یا یخ زدگی، در دمای مناسب نگهداری شود و به صورت سالم و قابل قبول به آزمایشگاه انجام دهنده آزمایش برسد زنجیره سرما گفته می‌شود.

(۵) شرح اقدامات:

۱-۵) نمونه‌ها در لوله گاما در بسته غیر قابل نشت قرار گیرند. در صورت نیاز از پارافیلیم جهت محکم کردن درب ظرف استفاده شود. این کار برای ایجاد لایه اول بسته بندی می‌باشد.

۲-۵) دور لوله یک کاغذ جاذب الرطوبه بپیچید تا در صورت نشت، مایع نشت یافته جذب کاغذ شود. کامل شدن بسته بندی لایه اول در این مرحله اتفاق می‌افتد.

۳-۵) نمونه‌ها در ظرفی دیگر که مقاوم به ضربه و شرایط محیطی باشد قرار گیرد. (مانند لوله فالكون و یا قوطی پلاستیکی بزرگتر، رک). این کار برای ایجاد لایه دوم بسته بندی می‌باشد.

۴-۵) نمونه بسته بندی شده در مرحله قبل در نهایت در داخل کول باکس قرار خواهد گرفت. در این مرحله لایه سوم بسته بندی ایجاد می‌شود.

۵-۵) فرم شماره ۲ تکمیل و به همراه نمونه‌ها ارسال می‌گردد.

۶-۵) نمونه‌ها در کمتر از ۱۸ ساعت به آزمایشگاه کولایف ارسال می‌شود.

۷-۵) کنترل دمایی توسط دیتا لاگر ها و باکس های مخصوص کولایف صورت می‌پذیرد. داده های دمایی در هر زمان قابل گزارش گیری و تحویل می‌باشد

۸-۵) جهت تسریع در ارسال نمونه‌ها هم از خط های انتقال زمینی و هم از خط های انتقال هوایی استفاده خواهد شد. علاوه بر این راه‌ها از شرکت های زنجیره سرد نیز جهت تسریع در امور بهره خواهیم گرفت.



دستور العمل حمل و انتقال نمونه و نگهداری نمونه قبل از آزمایش در طرح استپس

شماره سند: LA-WI-

STEPS-0010

ویرایش: 00

استان	مرکز	نحوه انتقال
آذربایجان شرقی	تبریز	هوایی
آذربایجان غربی	ارومیه	هوایی
اردبیل	اردبیل	هوایی
اصفهان	اصفهان	زمینی
البرز	البرز	زمینی
ایلام	ایلام	زمینی
بوشهر	بوشهر	هوایی
تهران	تهران	زمینی
چهارمحال بختیاری	شهرکرد	زمینی
خراسان جنوبی	بیرجند	زمینی
خراسان شمالی	بجنورد	زمینی
خراسان رضوی	مشهد	هوایی
خوزستان	اهواز	هوایی
زنجان	زنجان	زمینی
سمنان	سمنان	زمینی
سیستان و بلوچستان	زاهدان	هوایی
فارس	شیراز	هوایی
قزوین	قزوین	زمینی
قم	قم	زمینی
کردستان	سنندج	زمینی
کرمان	کرمان	هوایی
کرمانشاه	کرمانشاه	زمینی
کهگیلویه و بویر احمد	یاسوج	زمینی
گلستان	گرجان	زمینی
گیلان	رشت	زمینی
لرستان	خرم آباد	زمینی
مازندران	ساری	زمینی
مرکزی	اراک	زمینی
هرمزگان	بندرعباس	هوایی
همدان	همدان	زمینی
یزد	یزد	هوایی

شماره سند: LA-WI- STEPS-0010	دستورالعمل حمل و انتقال نمونه و نگهداری نمونه قبل از آزمایش در طرح استپس	
ویرایش: 00		

۵-۹) ۲۴ ساعت قبل از شروع هر نمونه گیری برنامه ریزی کامل در خصوص نحوه دریافت و انتقال نمونه ها از آن مرکز صورت خواهد پذیرفت ، تیم های جمع آوری راس ساعت های مقرر در مکان های تعیین شده حاضر خواهند شد

۶) مستندات :

مدارک : فرم شماره ۲

سوابق ثبت دما (اطلاعات دیتا لاگر)

سوابق انتقال نمونه با هواپیما یا زمینی (بارنامه یا ...)

کولایف

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی