

شماره سند.....

آزمایشگاه پزشکی.....

ردیف.....

دستورالعمل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاه

دستورالعمل کیفی بخش بیوشیمی:

۱- استفاده از کنترل تجاری Trulab N بصورت روزانه و رسم نمودار Levey-Jenning برای تستهای:

Glucose,Urea,Creatinine, Uric Acid ,Triglycerides,Cholestrol,SGOT,SGPT,ALP,

2 - انجام آزمون T.Brittin با تغییر شرکت سازنده کیت یا تغییر شماره سریال کیت.

3 - محاسبه %CV مجاز در آخر هر ماه برای تستهای بند ۱ و مقایسه با %CV مجاز Westgard

4- شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی (EQAP) و آنالیز نتایج مربوطه.

دستورالعمل کیفی بخش سرولوژی:

۱ - استفاده از کنترل مثبت و منفی کیت مربوطه و ثبت در برگه کار.

۲- استفاده از نمونه کنترل انسانی هنگام شروع کار با کیت جدید.

شماره سند.....

آزمایشگاه پزشکی.....

ردیف.....

دستورالعمل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاه

دستورالعمل کیفی بخش هماتولوژی:

1- استفاده از خون کنترل بصورت روزانه و رسم نمودار Levey-Jenning برای پارامترهای:

WBC,RBC,Hb,Hct,Platelet

2- آزمون تکرار پذیری Repeatability Test بصورت ماهانه برای پارامترهای:

WBC,RBC,Hb,Hct,Platelet

3- انجام آزمون T.Brittin پس از تغییر شماره سریال یا مدل محلول لایز و یا ایزوتون.

4- انجام کالیبراسیون شش ماهه و یا در صورت مشاهده عدم انطباق در نمودار Levey-

Jenning یا سایر موارد که طبق الزامات مرجع سلامت نیازمند کالیبراسیون می باشد.

5- استفاده از پلاسمای تجاری یا Pooled Plasma در هر سری کاری برای تست های انعقادی

و ثبت در برگه کار مربوطه.

6- شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی (EQAP) و آنالیز نتایج مربوطه

شماره سند.....

آزمایشگاه پزشکی.....

ردیف.....

دستورالعمل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاه

دستورالعمل کیفی بخش هورمون شناسی:

- 1- استفاده از کنترل تجاری در هر سری کاری و ثبت در برگه کار مربوطه برای تستهایی که تعداد سری کاری آنها در هر ماه کمتر از 20 داده می باشد.
- 2- استفاده از کنترل تجاری در هر سری کاری و رسم نمودار Levey-Jenning برای تستهایی که تعداد آنها حداقل 20 داده در هر ماه میباشد.
- 3- انجام آزمون T.Brittin با تغییر شرکت سازنده کیت یا تغییر شماره سریال کیت.
- 4- شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی (EQAP) و آنالیز نتایج مربوطه.

شماره سند.....

آزمایشگاه پزشکی.....

ردیف.....

دستورالعمل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاه

دستورالعمل کیفی بخش میکروب شناسی:

- 1- کنترل کیفی آب اکسیژنه بصورت روزانه بوسیله استاف اورئوس ATCC 25923
- 2- کنترل کیفی رنگ گرم بصورت هفتگی بوسیله استاف اورئوس ATCC 25923 و اشرشیا کولی ATCC 25922
- 3- کنترل کیفی لوپ بصورت ماهانه
- 4- کنترل کیفی استاندارد نیم مک فارلند بصورت ماهانه
- 5- کنترل دیسکهای آنتی بیوگرام بصورت ماهانه بوسیله استاف اورئوس ATCC 25923 و اشرشیا کولی ATCC 25922 و سودوموناس آئروجینوزا ATCC 27853
- 6- ثبت PH محیطهای کشت بعد از اتوکلاو.
- 7- کنترل محیط های کشت با استفاده از سوشهای معلوم پس از هر بار ساخت.
- 8- کنترل محیط مولر هینتون توسط دیسک SXT