



عنوان سند:

استاندارد رد و پذیرش نمونه در طرح استپس

شماره سند: LA-SD-STEPS-0001-03

تاریخ	شماره پازنگری	شرح اقدام	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
۱۴۰۴/۱۱/۱۰	00	تدوین سند	نام: شیرین یوسفی	نام: سید افضل موسوی نسب	نام: پریسا اصغری
			سمت: مسئول پذیرش	سمت: مسئول تضمین کیفیت	سمت: مسئول فنی
			امضاء:	امضاء:	امضاء:
					 آزمایشگاه تشخیص پزشکی فرجاد COLIFE دکتر پریسا اصغری دکترای آسیب شناسی (پاتولوژی) نظام پزشکی: ۷۷۵۳۹

(۱) هدف: هدف از ایجاد این سند تشریح شرایط پذیرش استاندارد نمونه در آزمایشگاه جهت طرح استپس می باشد.

(۲) دامنه کاربرد: کاربرد این استاندارد در بخش پذیرش و جداسازی آزمایشگاه می باشد و کلیه کارکنان ملزم به رعایت آن هستند.

(۳) منابع:

۱-۳) استاندارد ISO-INSO 15189: 1393

۲-۳) www.mayocliniclabs.com

(۴) تعاریف:

طرح استپس: مطالعه ملی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

کد یونیک: کد که در پرتال آزمایشگاه به صورت اختصاصی به هر کد ملی تخصیص داده می شود

(۵) شرح اقدامات: در این سند به شرایط استاندارد رد نمونه و پذیرش نمونه های مورد مطالعه در طرح استپس پرداخته شده است.

❖ معیارهای کلی رد نمونه:

۱- عدم درج لیبل حاوی کد یونیک بر روی نمونه ها

۲- حجم نمونه کمتر از ۵۰۰ لاندا

۳- لیبل مخدوش یا دست نویس

۴- حمل و نقل نادرست (زنجیره سرد)

۵- شکستگی یا باز بودن در لوله

موارد رد نمونه در طرح استپس

آزمایش	معیار رد نمونه	شرایط نگهداری
Glucose	همولیز شدید	دمای یخچال به مدت ۷ روز و دمای فریزر ۳۰ روز
Creatinine	همولیز	دمای یخچال و فریزر به مدت ۳۰ روز
Urea	همولیز شدید	دمای یخچال به مدت ۷ روز و دمای فریزر یک سال
AST	همولیز شدید	دمای یخچال به مدت ۷ روز و دمای فریزر ۳۰ روز
ALT	همولیز شدید	دمای یخچال و فریزر به مدت ۷ روز
Triglycerides	همولیز شدید	دمای یخچال به مدت ۷ روز و دمای فریزر ۹۰ روز
HDL	همولیز شدید	دمای یخچال به مدت ۷ روز و دمای فریزر ۳۰ روز
LDL	همولیز شدید	دمای یخچال به مدت ۷ روز و دمای فریزر ۳۰ روز
Total Cholesterol	همولیز شدید	دمای یخچال به مدت ۷ روز و دمای فریزر ۹۰ روز
Hb A1C	نمونه حاوی لخته	دمای یخچال به مدت ۷ روز